

	성분명	Refined Cobra Snake Anti-Venom		제조회사	IVAC (vietnam)
	제품명	Refined Cobra Snake Anti-Venom		용량	1000LD50/ vial
사용법	사전 과민반응 검사				
	① Anti-Venom 1% 희석액 0.1 ml 피내주사 15분 후 발적 확인 ② 발적이 없거나 1cm 이하인 경우 음성판정				
	항독소의 주입(사전 과민반응 음성 시)				
	① Initial dose <u>Anti-Venom 1 vial (10 mL) + 0.9% NaCl 100 mL mix IV 10 mL/hr</u> 초기 10분에 걸쳐 투여속도 증가시켜, <u>15-30 분 내 투여완료</u>				
	② Repeated dose 증상의 호전이 관찰될 때까지 1시간 마다 정주(또는 근주) <u>Anti-Venom 1 vial (10 mL) + 0.9% NaCl 100 mL mix IV 100 mL/hr</u>				
	* 독성과 환자상태에 따라 투여속도 및 총 투여용량 조정				
주의사항	사전 과민반응 검사 양성인 경우				
	① Anti-Venom 1% 희석액 0.5 ml 피내주사 후 과민반응 관찰 ② 과민반응 없으면, 희석하지 않고 0.1 ml 를 정주 또는 근주 ③ 15분 관찰하여 과민반응이 없으면, 나머지 용량을 투여				
	① 외알안경 코브라 속 (Naja Kauothia) 에게만 효과를 기대할 수 있음 ② 생체기능이 회복되면 항독소를 과용하지 않음 ③ 예방적 목적으로 투여하지 않음				
적응증	코브라(Naja Kaouthia) 교상				
부작용	① 알러지 반응 ; 두드러기, 가려움, 부종, 신장염증 ② 아나필락시스				
금기	코브라 교상은 사망에 이를 수 있어 절대적 금기는 없음 말혈청 알러지의 병력; 아나필락시스에 대비된 상태에서 사용				
고려사항	소아	신기능장애	간기능장애	임신정보	
	정보 없음	정보 없음	정보 없음	사용 가능	

본 설명서는 약품의 기본정보에 전문가의 자문을 받아 작성된 것이나, 정보를 이용한 환자치료에 대한 모든 책임은 직접 진료하는 의료진에게 있습니다.